

2,6bisdiazirine@6Cy

in H₂O:EtOH 7:3

Conc. 1(mol/l)	Conc. 6-Cy	Delta Epsilon
1,02E-4	2,5E-4	-0,075
1,02E-4	4,0E-4	-0,11
1,02E-4	5,0E-4	-0,195
1,02E-4	1,0E-3	-0,484
4,08E-4	1,0E-3	-0,37
4,08E-4	2,0E-3	-0,76
4,08E-4	4,0E-3	-1,08
4,08E-4	6,0E-3	-1,18
8,17E-4	2,0E-3	-0,595
8,17E-4	3,2E-3	-0,924

2,6bisdiazirine@7Cy

in H₂O:EtOH 7:3

conc. 1 (mol/l)	Conc. 7-Cy	deltaEpsilon
5,0E-5	7,5E-5	0,011
5,0E-5	1,25E-4	0,016
1,0E-4	1,5E-4	0,017
1,0E-4	2,5E-4	0,026
1,0E-4	5,0E-4	0,036
1,0E-4	2,0E-3	0,057